



**ABLE LIFE®**  
COMFORTABLY INDEPENDENT



Handle height adjusts  
31" – 38.25"

La altura se ajusta de  
31–38.25 pulgadas

La hauteur de la poignée  
s'ajuste 31–38.25 pouces



Supports up to 500 lbs.

Soporta hasta 500 libras

Supporte jusqu'à 226.8 kg.



Latch to keep closed

Cierre para mantener

Loquet à garder fermé



Locking hand breaks

Bloqueo de frenos de mano

Blocage des freins à main



**ABLE LIFE®**  
COMFORTABLY INDEPENDENT

# SPACE SAVER ROLLATOR-HD™



Folds for travel

Se dobla para viajar

Se plie pour voyager



California law requires the following notice:

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



MADE IN CHINA

Product #4260-BW

Stander, Inc.  
2410 S. Heritage Dr.  
Logan Utah 84321  
USA  
[www.stander.com](http://www.stander.com)



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

AL 1.0 022323

Patent [www.stander.com/ip](http://www.stander.com/ip)

COMFORTABLY INDEPENDENT • CÓMODO INDEPENDIENTE • CONFORTABLEMENT INDEPENDANT

## WARNING: PLEASE READ BEFORE USING THIS PRODUCT

1. Serious injury or death can result if the Rollator is not used in the intended manner. Stander, Inc. is committed to providing safe products and informing the user of ways to prevent accidents.

### SAFETY PRECAUTIONS:

- ✓ Regularly check the Rollator to make sure there are no broken or loose parts.
  - ✓ When traveling, make sure Rollator is not subject to being thrown or dropped. This could result in broken components which will make the product unsafe.
  - ✓ Individuals should not use this product if they are in a high-risk condition. High risk users include those who are not mentally coherent (including those individuals under medication), users who exceed weight limit conditions, or any condition that impairs their ability to use the Rollator.
  - ✓ If you have any concerns or questions regarding these precautions, please contact Stander at 1-800-506-9901
2. If you are suffering from an ailment or injury or are taking medications that affect your balance or ability to stand or sit down, you should first consult with a physician before using this product. If the product is not used properly, serious injury or harm could result.
  3. The product was not intended to carry the full weight of an individual. Stander, Inc. medical assist products are devices intended for use by disabled persons to provide minimal to moderate weight support while standing and walking.
  4. Children should not be allowed to hang on or play with the product.
  5. **DISCLAIMER:** Neither Stander, Inc. nor the manufacture is liable for any harm or injury that may result or has resulted from the improper use or assembly of the product.
  6. Proper maintenance is important. Check the brakes during each use of the product to insure both braking and brake locking are functioning properly. The brake cable will stretch over time and wheels will wear over time. This will diminish the braking capacity of the Hand Brake system. There must be sufficient engagement between the Brake lever and the rear wheels for braking and to prevent the Rollator from moving while user is getting seated.
  7. Weight Limit: 500lbs (226.8kg)
  8. This is a walking aid and not to be used as a transportation device.
  9. In the rare possibility of a serious event with any Stander product, contact a customer service representative at (800) 506-9901 or (435) 755-0453 immediately. Also report to the competent authority of your member state. A serious event is defined as death or serious deterioration in health that results in a life-threatening illness or injury, permanent impairment, hospitalization, or surgical intervention.

### LIMITED WARRANTY

Congratulations on your purchase of your Stander brand product. We hope that it will ease your daily living. Please read the following warranty statement for your protection.

Stander, Inc. warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material and/or workmanship for 1 year from the date of purchase. During the warranty period, Stander, Inc. will correct any defects in material or workmanship, at no charge. The original purchaser, however, must prepay shipping cost. Any replacement parts will be new and are warranted for the remainder of the original warranty or thirty (30) days from the date of shipment, whichever is longer. The original purchaser must notify Stander, Inc. during the warranty period in writing of the defect in workmanship or material. This warranty is not transferable and covers only normal use. **NO SHIPPING CHARGES ARE REFUNDABLE.**

### THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Damage during shipment other than original shipment to retailer.
- Damage caused by unauthorized attachments, alterations, or modifications.
- Damage caused using the product for purposes other than those for which the product was designed or intended.
- Damage caused by any other abuse, misuse, mishandling or misapplication.

Under no circumstances shall Stander, Inc. be liable for any special, incidental, or consequential damages based upon breach of this limited warranty, breach of contract, or strict liability.

THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), ARE HEREBY DISCLAIMED.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal right, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain service under this warranty, you can reach Stander, Inc. at 2410 S Heritage Dr. Logan, Utah 84321 or call 1-800-506-9901. Visit our website at [www.stander.com](http://www.stander.com) to view our other products.

**PLEASE READ SAFETY PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.**

**MAINTENANCE:** If Rollator becomes difficult to open and close, apply a silicon-based lubricant between the moving parts.

**CLEANING:** Clean product with warm water and soap. Dry thoroughly before using.

**RECYCLING:** Product should be recycled in accordance with national guidelines.

## ROLLATOR HD INSTRUCTIONS

### OPENING ROLLATOR

1. To open the Rollator, squeeze handles together and unhook Strap, pull handles apart, and push down on the seat as shown in FIGURE 1.




FIGURE 1

### BACK STRAP INSTALLATION

2. Unscrew knobs from back strap and snap onto handle arms, retighten as shown in FIGURE 2.




FIGURE 2

### HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT

3. Handle height adjusts to 31"-38.25". Unscrew knobs, adjust handles to desired height, align holes and retighten knobs as shown in FIGURE 3.




FIGURE 3

### BRAKE OPERATION

4. Pull brake lever up for normal operation; push lever down to lock brake as shown in FIGURE 4. **WARNING:** Brakes must be locked before sitting. Do not move Rollator while seated.




FIGURE 4

### BRAKE TENSION ADJUSTMENT

5. Twist Thumb Screw counterclockwise to increase brake resistance; twist clockwise to decrease resistance as shown in FIGURE 5.




FIGURE 5

### CLOSING ROLLATOR

To close the rollator, pull up on the handle between the seat pads. Squeeze handles together, and secure the Strap onto the Hook as shown in FIGURE 6.




FIGURE 6



## AVERTISSEMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

1. Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir si le Rollator n'est pas utilisé de la manière prévue. Stander, Inc. s'engage à fournir des produits sûrs et à informer l'utilisateur sur les moyens d'éviter les accidents.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- ✓ Vérifiez régulièrement le Rollator pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces cassées ou desserrées.
- ✓ En voyage, assurez-vous que le Rollator ne risque pas de tomber ou d'être lancé. Cela pourrait entraîner la rupture de certains composants, ce qui rendrait le produit dangereux.
- ✓ Les personnes ne doivent pas utiliser ce produit si elles se trouvent dans une situation à haut risque. Les utilisateurs à haut risque sont ceux qui ne sont pas cohérents sur le plan mental (y compris les personnes sous traitement), les utilisateurs qui dépassent les limites de poids, ou toute autre condition qui compromet leur capacité à utiliser le Rollator.
- ✓ Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant ces consignes, contactez Stander à 1-800-506-9901

2. Si vous souffrez d'une affection ou d'une blessure ou si vous prenez des médicaments qui affectent votre équilibre ou votre capacité à vous tenir debout ou assis, vous devez d'abord consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Si le produit n'est pas utilisé correctement, des blessures graves ou des dommages peuvent en résulter.
3. Le produit n'a pas été conçu pour supporter le poids total d'un individu. Les produits d'assistance médicale de Stander, Inc. sont des appareils destinés à être utilisés par des personnes handicapées pour fournir un soutien minimal à modéré du poids pendant la station debout et la marche.
4. Les enfants ne doivent pas être autorisés à s'accrocher ou à jouer avec le produit.
5. **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ :** Ni Stander, Inc. ni le fabricant ne sont responsables de tout dommage ou blessure pouvant résulter ou ayant résulté d'une utilisation ou d'un assemblage inapproprié du produit.
6. Un entretien adéquat est important. Vérifiez les freins lors de chaque utilisation du produit pour vous assurer que le freinage et le verrouillage des freins fonctionnent correctement. Le câble de frein se relâche avec le temps et les roues s'usent avec le temps. Cela diminuera la capacité de freinage du système de frein à main. Il doit y avoir un engagement suffisant entre le levier de frein et les roues arrière pour le freinage et pour empêcher le déambulateur de bouger pendant que l'utilisateur s'assoit.
7. Poids limite : 500 lb (226,8 kg)
8. Il s'agit d'une aide à la marche qui ne doit pas être utilisée comme moyen de transport.
9. Dans l'éventualité rare d'un événement grave avec un produit Stander, contactez immédiatement un représentant du service à la clientèle au (800) 506-9901 ou (435) 755-0453. Signalez également à l'autorité compétente de votre État membre. Un événement grave est défini comme un décès ou une

détérioration grave de l'état de santé entraînant une maladie ou une blessure mettant la vie en danger, une infirmité permanente, une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.

### GARANTIE LIMITÉE

Félicitations pour l'achat de votre produit de marque Stander. Nous espérons qu'il facilitera votre vie de tous les jours. Lisez la déclaration de garantie suivante pour votre protection.

Stander, Inc. garantit à l'acheteur initial que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et/ou de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, Stander, Inc. s'engage à corriger gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication. L'acheteur initial doit toutefois payer d'avance les frais d'expédition. Toutes les pièces de rechange seront neuves et sont garanties pour la durée restante de la garantie originale ou pour trente (30) jours à compter de la date d'expédition, la durée la plus longue étant retenue. L'acheteur initial doit informer Stander, Inc. par écrit, pendant la période de garantie, du défaut de fabrication ou de matériau. Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre qu'une utilisation normale. **LES FRAIS D'EXPÉDITION NE SONT PAS REMBOURSABLES.**

### LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Dommage pendant l'expédition autre que l'expédition originale au détaillant.
- Dommages causés par des pièces jointes, des altérations ou des modifications non autorisées.
- Les dommages causés par l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu ou prévu.
- Les dommages causés par tout autre abus, mauvaise utilisation, mauvaise manipulation ou mauvaise application.

En aucun cas, Stander, Inc. ne pourra être tenu responsable de tout dommage spécial, accessoire ou consécutif basé sur une violation de cette garantie limitée, une rupture de contrat ou une responsabilité stricte.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE ALLANT AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION FIGURANT AU RECTO DES PRÉSENTES. TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), EST REJETÉE PAR LA PRÉSENTE.

Certains États ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne un droit légal spécifique, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, vous pouvez joindre Stander, Inc. au 2410 S Heritage Dr. Logan, Utah 84321 ou appeler au 1-800-506-9901.

Visitez notre site Web à l'adresse [www.stander.com](http://www.stander.com) pour voir nos autres produits.



## LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

**MAINTENANCE:** If Rollator becomes difficult to open and close, apply a silicon-based lubricant between the moving parts.

**CLEANING:** Clean product with warm water and soap. Dry thoroughly before using.

**RECYCLING:** Product should be recycled in accordance with national guidelines.

## INSTRUCTIONS POUR LE ROLLATOR HD

### DÉAMBULATEUR D'OUVERTURE

1. Pour ouvrir le Rollator, serrez les poignées l'une contre l'autre et décrochez la Sangle, séparez les poignées et poussez le siège vers le bas comme indiqué sur la FIGURE 1.




FIGURE 1

### FONCTIONNEMENT DU FREIN

4. Tirez le levier de frein vers le haut pour un fonctionnement normal; poussez le levier vers le bas pour verrouiller le frein, comme indiqué sur la FIGURE 4. **AVERTISSEMENT :** Les freins doivent être verrouillés avant de s'asseoir. Ne déplacez pas le Rollator lorsque vous êtes assis.




FIGURE 4

### INSTALLATION DE LA SANGLE ARRIÈRE

2. Dévissez les boutons de la sangle arrière et enclenchez-les sur les bras de la poignée, puis resserrez-les comme indiqué sur la FIGURE 2.




FIGURE 2

### REGLAGE DE LA TENSION DE FREIN

5. Tournez la Vis papillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la résistance du frein; tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la résistance, comme indiqué sur la FIGURE 5.




FIGURE 5

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA POIGNÉE

3. La hauteur de la poignée s'ajuste de 31 à 38.25 pouces. Dévissez les boutons, ajustez les poignées à la hauteur souhaitée, alignez les trous et resserrez les boutons comme indiqué dans sur la FIGURE 3.




FIGURE 3

### MARCHEUR DE DÉAMBULATEUR

Pour fermer l'ambulateur, tirez vers le haut la poignée entre les coussins d'assise. Serrez les poignées ensemble et fixez la Sangle sur le Crochet comme indiqué sur la FIGURE 6.




FIGURE 6